

Bead Application Chart:

	Glass or Zirconium			Zirconium		Stainless Steel
	0.1	0.5	1	1.5	3	2.8
Tissue:						
Skin					•	
Hair					•	•
Nail					•	•
Bone					•	•
Teeth					•	•
Lung				•	•	
Muscle					•	•
Liver				•	•	
Brain				•		
Heart				•	•	
Kidney				•		
Pancreas				•	•	
Fly					•	•
Tick					•	•
Gonad				•	•	
Artery				•	•	
Intestine				•	•	
Cornea					•	•
Tail					•	•
Spleen				•	•	
Ear				•	•	
Microbial:						
Gram +	•	•				
Gram -	•	•				
Yeast		•	•			
Fungi		•	•			
Bacteria	•	•				
Spores		•	•			
Mold		•	•			
Plant:						
Soft Plant Tissue					•	•
Tough Plant Tissue					•	•
Leaves					•	•
Arabidopsis					•	•
Seeds					•	•
Corn					•	•
Nuts					•	•
Rice					•	•
Wheat					•	•
Stems					•	•
Fecal:						
Stool:			•	•		
Scat				•	•	
Soil:						
Soil			•	•		
Coral					•	•